



Jeisys 代言人
李英爱


DENSITY
HIGH



DENSITY
官方网站

Jeisys

심의를인번호 : 조합-2024-11-011(유효기간 2027-04-23)
조합-2024-49-029(유효기간 2027-12-16)
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요


DENSITY
HIGH

自信源于

Jeisys 代言人
李英爱

Jeisys

Jeisys

DENSITY HIGH

DENSITY HIGH (高戴必緹) 特点



单极射频-双极射频 双重高频同时进行

DENSITY HIGH(高戴必緹)的
HIGH尖端可同时连续进行
单极射频和双极射频高频治疗



实时阻抗 反馈系统

实时测量目标阻抗值,
实现均匀的高频能量输送



五档冷却及 冷却时间调节功能

采用空气体冷却系统,
可根据不同治疗环境进行五档调节"

DENSITY HIGH

6种类型的尖端




DENSITY - HIGH TIP

MONOPOLAR(单极) - BIPOLAR(双极)

通过在一击中交叉照射单极和双极高频,
到达深层皮肤,
并均匀地将高频能量传递到浅层皮肤。



HIGH-E TIP



HIGH-F TIP



HIGH-B TIP


DENSITY - CLASSIC TIP

MONOPOLAR(单极)

通过单极射频传递单一高频能量的
传统高频能量传递系统。



CLASSIC - E TIP



CLASSIC - F TIP



CLASSIC - B TIP

DENSITY HIGH

常见问题解答 (FAQ)


Q

单极高频与双极高频的区别

A


单极高频能量传递到皮肤的深层,
而双极高频能量传递到浅层皮肤。
如果在一击中同时传递两种高频(单极和双极),
则可以将高频能量传递到不同的皮肤层。

MONOPOLAR (单极)



传递高频能量
达到皮肤深层

BIPOLAR (双极)



在皮肤层内均匀
分布高频能量。

Q

DENSITY HIGH (高戴必緹) - 恢复期

A



治疗后可以立即恢
复日常活动。

DENSITY
HIGH