



Jeisys 専属モデル
イオンエ


DENSITY
HIGH



DENSITY
公式ホームページ

Jeisys

심의를 승인번호 : 조합-2024-11-011(유효기간 2027-04-23)

조합-2024-49-029(유효기간 2027-12-16)

이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요


DENSITY
HIGH

自信の理由

Jeisys 専属モデル
イオンエ

Jeisys

DENSITY HIGH

DENSITY HIGH 特徴



モノポーラ、バイポーラ 2種類の高周波を一度に

モノポーラ、バイポーラ2種類の高周波が連続照射可能なDENSITY HIGH TIP



リアルタイム インピーダンス フィードバック システム

リアルタイムでターゲットの抵抗値を測定して均一な高周波エネルギー照射が可能



5段階クーリングおよび クーリングタイム調節可能

環境にやさしいガス方式の冷却システムで様々な施術環境に合わせて5段階に調節

DENSITY HIGH

6種類のTIP




DENSITY - HIGH TIP

MONOPOLAR - BIPOLAR


モノポーラとバイポーラの高周波を1ショットで交互に照射し、深い皮膚層には高周波エネルギーを届け、浅い皮膚層には均一に高周波エネルギーを伝達します。



HIGH-E TIP



HIGH-F TIP



HIGH-B TIP


DENSITY - CLASSIC TIP

MONOPOLAR

1つのショットに対し、モノポーラ高周波のみを照射する伝統的な方法の高周波エネルギー伝達システムです。



CLASSIC-E TIP



CLASSIC-F TIP



CLASSIC-B TIP

DENSITY HIGH

FAQ


Q

モノポーラ高周波 VS バイポーラ高周波の違い

A


モノポーラは皮膚の深い層まで、バイポーラは浅い皮膚層に細かく高周波エネルギーを伝達します。2種類の高周波（モノポーラ&バイポーラ）を1ショットで伝達すると、多様な皮膚層に高周波エネルギーを効果的に伝達することができます。

MONOPOLAR (モノポーラ)



皮膚の深い層まで強力に高周波エネルギーを伝達

BIPOLAR (バイポーラ)



皮膚層内で高周波エネルギーが均一に広がるように伝達

Q

DENSITY HIGH 回復期間

A



施術直後、すぐに日常生活が可能です

DENSITY
HIGH